

## Prøvetakingsveiledning

### Urinprøve til klamydia og gonorè test

#### Materiale tilsendt:

Prøvetakingsutstyr (prøvetakingsrør og pipette)

Følgeskriv

Transporthylse

Forhåndsfrankert konvolutt

#### Eget utstyr:

Ren plastkopp


For at testen skal være pålitelig, skal det ha gått ca. **14 dager** fra du har hatt ubeskyttet seksuell omgang til du tar testen. Transportmediet gir prøven god holdbarhet, men den bør likevel sendes laboratoriet snarest mulig etter prøvetaking.

**OBS!** Vask og tørk hendene før du begynner!

1. Du må ikke ha urinert på **minimum 1 time** før du tar prøven.
2. Bare de første 20-30 ml av urinen skal samles i en ren plastkopp, resten av urinen går i toalettet.
3. Urinen fra plastkoppen overføres straks til prøvetakingsrøret ved hjelp av pipetten. Urinen fylles opp til mellom angitte sorte streker på røret (Bilde 1 og 2).  
**OBS!** Prøvetakingsrøret inneholder en væske. Væsken i røret må ikke helles ut. Dersom noe av væsken forspilles, skal du forkaste den og be om et nytt prøvetakingssett. Væsken kan virke irriterende på hud og øyne. Unngå søl, og skyll godt med vann dersom dette skulle skje.
4. Skru lokket på røret.
5. Merk prøverøret med **navn og fødselsdato**, og legg røret i medfølgende transporthylse.
6. Fyll ut **prøvetakingsdato** øverst til venstre på følgeskrivet.
7. Legg transporthylsen med prøvetakingsrøret og følgeskrivet i vedlagte frankerte konvolutt.
8. Lukk konvolutt og lever den så snart som mulig til et postkontor eller Post i butikk.

Vi analyserer prøven raskt etter mottak i laboratoriet. Prøvesvaret sendes så snart resultatet er ferdig.

**Tenk på at kondom beskytter. Bruk kondom! Takk for at du tester deg!**



Medisinsk mikrobiologi  
Leirvollen 19  
3736 Skien  
Norge  
Tlf: 35 50 57 00

## Specimen collection

### Urine sample for chlamydia and gonorrhea testing

**Provided in the test kit:**

**Test kit containing collection tube and pipette**

**Order form**

**Protective container for transportation**

**Prepaid envelope**

**Supplied by customer:**

**A clean plastic cup**


To ensure reliability of the test, the sample should be collected no sooner than **14 days after unprotected sex**. Once the sample is mixed with the fluid in the collection tube, the shelf life is very good. Nevertheless the sample should be returned to the lab as soon as possible.

**Remember to wash your hands before you start!**

1. You should not have urinated for at least 1 hour prior to specimen collection.
2. Collect 20-30 ml of your initial urine stream into a clean plastic cup. Pass your remaining urine into the toilet.
3. Using the pipette, transfer 2 ml urine to the collection tube. The correct volume of urine has been added when the fluid level is between the black fill lines (Picture 1 and 2).  
**NB!** The collection tube contains a transport liquid. Do not pour this out! If the transport liquid is accidentally spilled, please request a new specimen collection kit. The transport liquid can irritate eyes and skin. Avoid spilling! If spilled, rinse thoroughly with water.
4. Re-cap the tube and tighten (Picture 3).
5. Label the collection tube with **your name and date of birth**, and place it in the protective plastic container.
6. Fill out the field **prøvetakingsdato** in the order form with the date you took the urine sample.
7. Put the container and the order form in the prepaid envelope.
8. Close the envelope and deliver it as soon as possible to the post office or at a Postal outlet.

Once received by the laboratory, the sample will be analyzed rapidly. The sample result will be returned to you as soon as the analysis is completed.

**Remember to use a condom! Thank you for testing!**



Medisinsk mikrobiologi  
Leirvollen 19  
3736 Skien  
Norge  
Tlf: 35 50 57 00